

NPU 10 504

Indikation	Mistanke om diabetisk ketoacidose. Bør her suppleres med P-3-Hydroxybutyrat
Patientforberedelse	Ingen
Prøvemateriale	Urin
Analysemateriale	5 ml urin
Forsendelse	Kan ikke sendes
Holdbarhed	2 timer ved 20-25°C
Laboratorium	Udføres på de kliniske afdelinger og på Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	resultaterne for U-stix analysen opgives semikvantitativt (arbitrær koncentration, arb.k.):

Udskrift fra Clinitek	Nye EPJ svar arb.k.	Tidligere EPJ svar mmol/l
Negative	0	<0,5
1+	1	0,5-1,0
2+	2	1,0-2,5
3+	3	2,5-7,8
4+	4	≥7,8

Usikkerhed	Stix-svarene er behæftet med stor usikkerhed og de enkelte svarværdier repræsenterer derfor et koncentrationsinterval, hvori den aktuelle værdi befinder sig.
Fortolkning	Koncentrationen er forhøjet ved ketoacidose og ved faste. Analysen medbestemmer ikke beta-hydroxybutyrat.

Godkendt: 21-09-2011

