

DNK 05 007

Indikation	Mistanke om muskelsygdom.
Prøvemateriale	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas) Sendes frosset og på tøris, hvis forsendelsestiden > 1 døgn.
Analysemateriale	1 ml serum Hæmolyse giver falsk forhøjede værdier, da koncentrationen af Aldolase i erythrocytter er ca 150 gange plasmakoncentrationen.
Forsendelse	Afpipetteret serum med almindelig post
Holdbarhed	1 døgn ved 20°C; 2 uger ved -20°C
Laboratorium	Unilabs
Svartid	1 - 2 uger
Referenceinterval	< 5,0 U/L Der findes særlige referenceintervaller for børn
Fortolkning	Stærkt forhøjede værdier ses ved Duchennes muskeldystrofi tidligt i sygdommen. Moderat forhøjelse ses også ved bærertilstand. Forhøjede værdier ses ved levercirrose, hepatitis og ved forskellige neoplasmer, fx ofte ved cancer prostatae. Der er ringe organspecificitet. Lettere forhøjelser ses ved AMI (andre hjertespecifikke markører er dog at foretrække). Se evt www.unilabs.dk

Revideret: 09-02-2011

