

P - Amylase (makroform)

Arbitrær stofkonc. (arb.enh.)

DNK 05 376; Makroamylase

Indikation	Analysen anvendes ved mistanke om "Makro-amylase".
Prøvemateriale	Blod i lithium-heparinglas eller i glas uden antikoagulans (tørglas)
Analysemateriale	2 ml plasma eller serum
Forsendelse	Afpipetteret plasma eller serum med almindelig post
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
Svartid	Ca 1 uge
Referenceinterval	Se svarseddel
Fortolkning	Forhøjet P-Amylase, alfa - op til 10 gange normalområdet - kan skyldes tilstedeværelsen af makro-Amylase. Makro-Amylase skyldes store komplekser af IgA og Amylase, som ikke kan udskilles i urinen. U-Amylase vil være normal eller lav. Det har ingen klinisk betydning og kan findes hos normale personer.
Bemærkninger	Rekvisitionen omfatter analyserne: alfa-Amylaser, total; enzk. og alfa-Amylaser, pancreas isoenzym; enzk. Undersøgelsen udføres kun hvis P-Amylase, total er > 150 U/L.

Godkendt: 01-08-2007

