

P - Angiotensin konverterende enzym

Enzymkoncentration (U/L)

DNK 05 053; ACE

Indikation	Diagnostik og kontrol af sarkoidose.
Prøvemateriale	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
Analysemateriale	2 ml serum
Forsendelse	Afpipetteret serum med almindelig post
Holdbarhed	1 uge ved 4°C; 3 mdr ved -20°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus
Svartid	3 - 7 dage
Referenceinterval	30 - 115 U/L Raske børn under 14 år kan have værdier op til omkring 150 U/L.

Fortolkning	<p>Forhøjede værdier ses ved aktiv sarkoidose, men normale værdier udelukker ikke diagnosen. Især har sarkoidose patienter med erythema nodosum oftest normale værdier. Stigende P-ACE er et tidligt tegn til sygdomsprogression og faldende værdier er tilsvarende et tegn på remission.</p> <p>Let forhøjede værdier ses af og til ved forskellige andre granulomatøse sygdomme som fx TB, samt ved forskellige lungesygdomme, diabetes med mikroangiopati og ved thyreotoxikose.</p>
--------------------	---

Godkendt: 01-08-2007

