

NPU 03 963

Indikation	Screening for hæmaturi, hæmoglobinuri og myoglobinuri.
Prøvemateriale	Urin
Analysemateriale	5 ml urin
Forsendelse	Kan ikke sendes
Holdbarhed	2 timer ved 20-25°C
Laboratorium	Udføres på de kliniske afdelinger og på Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceintervaller	Resultaterne for U-stix analysen opgives semikvantitativt (arbitrær koncentration, arb.k.):

Udskrift fra Clinitek	Nye EPJ svar arb.k.	Tidligere EPJ svar x10 ⁶ /l
Negative	0	<5
+/-	(+)	<15
+/-intact	(+)	<15
1+	1	15-50
2+	2	50-150
3+	3	>150

Usikkerhed	Stix-svarene er behæftet med stor usikkerhed og de enkelte svarværdier repræsenterer derfor et koncentrationsinterval, hvori den aktuelle værdi befinder sig.
Fortolkning	Analysen bliver positiv ved tilstedeværelse af hæmoglobin (og myoglobin), både når det findes i intakte erythrocytter i fri form. En forhøjet værdi kan derfor ses både ved infektion, tumorer og alvorlige nyreskader, men også ved svær intravaskulær hæmolyse eller ved udbredt henfald af muskelvæv.

Godkendt: 21-09-2011

