

B - EosinofilytterAntalskoncentration ($10^9/L$)

NPU 18 282; Eosinofile leukocytter

Indikation	Udredning af allergiske sygdomme. Mistanke om hypereosinofilt syndrom. Evt ved mistanke om parasitinfektion.
Prøvemateriale	Blod i EDTA-glas
Analysemateriale	2 ml blod
Forsendelse	Blod med almindelig post
Holdbarhed	2 døgn ved 20°C; 2 døgn ved 4°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	< $0,50 \times 10^9/L$ Der findes særlige referenceintervaller for børn
Fortolkning	Eosinofili kan ses ved allergiske tilstande, parasitsygdomme, reumatiske sygdomme, malign granulomatose, lymfomer, visse solide cancere, samt ved myeloid leukæmi. Langvarig og udtalt eosinofili ses ved idiopatisk hypereosinofilt syndrom. Eosinofile leukocytter bestemmes som led i en maskinel differentialtælling af leukocytter.

Godkendt: 01-08-2007

