

P - IgE, Specifikt præparat med Penicillin G

Arbitrær stofkonc. (kua/L)

NPU 11 122; Penicillinallergi

Indikation	Mistanke om penicillin-allergi.
Prøvemateriale	Blod i EDTA-, heparin- eller glas uden antikoagulans (tørglas)
Analysemateriale	3 ml plasma eller serum (50 µl pr allergen)
Forsendelse	Afpipetteret plasma eller serum med almindelig post
Holdbarhed	Nogle døgn ved 20°C; 1 uge ved 4°C; 1 - 2 år ved -20°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg
Svartid	1 - 4 dage
Referenceinterval	< 0,35 kua/L
Bemærkninger	Det anbefales, at allergenspecifikt IgE måles 3 - 8 uger efter den formodede allergiske reaktion.

Godkendt: 01-08-2007

