

**P - Methotrexat**Stofkoncentration ( $\mu\text{mol/L}$ )

NPU 02 739; MTX; Emthexate; Farmotrex

<b>Indikation</b>	Terapikontrol.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i EDTA-glas
<b>Analysemateriale</b>	4 ml blod eller 2 ml plasma Prøvematerialet skal beskyttes mod lys.
<b>Forsendelse</b>	Blod eller afpipetteret plasma med kurér (portør, taxi etc)
<b>Holdbarhed</b>	3 døgn ved 4°C; 6 mdr ved -20°C
<b>Laboratorium</b>	Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade
<b>Terapeutisk interval</b>	Variierende Der er forskellige doseringsskemaer inden for onkologisk behandling med Methotrexat, og det terapeutiske interval er afhængigt af den anvendte kur - se speciallitteratur.
<b>Fortolkning</b>	Højdosis methotrexat-behandling suppleres med folinsyre, serumkoncentrationen af Methotrexat er en værdifuld indikator for, hvor længe behandling med folinsyre skal fortsætte.

Godkendt: 01-08-2007

