

P - Morbili virus antistof (IgM og IgG)

Arbitrær stofkonc.

NPU 03 948 og 03 947; Mæslinger, antistof

Indikation	Formodning om infektion med Morbilivirus (mæslinger), fx ved encephalitis. Bestemmelse af Morbili-immunstatus.
Prøvemateriale	Blod i glas uden antikoagulant (tørglas) Ved formodning om encephalitis pga morbillivirus anbefales det at indsende både spinalvæske og blod/serum.
Analysemateriale	3 ml blod uden tilsætning eller 2 ml serum
Forsendelse	Blod eller afpipetteret serum med almindelig post
Laboratorium	Statens Serum Institut, København
Svartid	Op til 7 dage
Referenceinterval	Se svar
Fortolkning	<p>IgG resultatet bliver positivt noget senere end IgM resultatet. Efter sygdommer bliver IgG resultatet ved med at være positivt i mange år.</p> <p>IgM resultatet er positivt med høj titer allerede på 1. sygdomsdag ved akut infektion med morbilivirus. Efter sygdommen falder IgM titeren hurtigt, og IgM resultatet bliver negativt i løbet af nogle måneder.</p> <p>IgG og IgM kan være forhøjet i spinalvæske ved akut encephalitis pga morbilivirus.</p> <p>Se evt www.ssi.dk</p>

Godkendt: 01-08-2007

