

NPU 08 672

Indikation	Vurdering af inflammatorisk, non-inflammatorisk eller anden genese.
Prøvemateriale	Ledvæske Specielt glas kan afhentes på Klinisk Biokemisk Afdeling. Prøven skal afleveres til bioanalytiker senest 2 timer efter prøvetagningen.
Analysemateriale	1 - 2 ml ledvæske
Forsendelse	Kan ikke sendes
Holdbarhed	1 døgn ved 20°C; 6 døgn ved 4°C; 1 år ved -20°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	15 - 25 g/L
Fortolkning	Forhøjede værdier ses ved inflammatoriske tilstande og mindre udtalt ved non-inflammatoriske tilstande, fx arthrose. Værdier > 60 g/L tyder på hæmarthrosis.

Godkendt: 09-08-2010

