

NPU 04 206

Indikation	Mistanke om nyresygdom
Patientforberedelse	Ingen
Prøvemateriale	Urin
Analysemateriale	5 ml urin
Forsendelse	Kan ikke sendes
Holdbarhed	2 timer v. 20-25°
Laboratorium	Udføres på de kliniske afdelinger og på Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	Resultaterne for U-stix analysen opgives semikvantitativt (arbitrær koncentration, arb.k.):

Udskrift fra Clinitek	Nye EPJ svar arb.k.	Tidligere EPJ svar g/l
Negative	0	<0,2
+/-	(+)	0,2-0,3
1+	1	0,3-0,7
2+	2	0,7-3,0
3+	3	≥3,0

Usikkerhed	Stix-svarene er behæftet med stor usikkerhed og de enkelte svarværdier repræsenterer derfor et koncentrationsinterval, hvori den aktuelle værdi befinder sig.
Fortolkning	Analysen måler hovedsageligt albumin. Den er ikke følsom nok til at detektere mikroalbuminuri og detekterer ikke immunglobulin (Bence-Jones). Se i øvrigt analyserne Pt(U)-Protein, Pt(U)-Albumin og U-M Komponent.

Godkendt: 21-09-2011

