

Pt – Semen-fertilitets-undersøgelse

NPU 18 196; Spermaundersøgelse

Indikation	Fertilitetsundersøgelse i forbindelse med barnløshed. Kontrol efter sterilisation.
Patientforberedelse	Henvisning fra Gynækologisk Afdeling: Glas og vejledning udleveres i Gynækologisk Ambulatorium, der også bestiller tid på Klinisk Biokemisk Afdeling, telefonnr. 8910 2377. Henvisning fra praksissektoren: Klinisk Biokemisk Afdeling sender glas og vejledning, samt besked om, hvornår der er reserveret tid. Prøven skal afleveres personligt, senest 1½ time efter ejakulation
Prøvemateriale	Frisk sæd
Analysemateriale	Frisk sæd
Holdbarhed	1 - 2 timer ved 20°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	Antal spermatozoer > 20 x 10 ⁶ /mL Spermatozoernes: Motilitet, fraktion immobile < 50 % motilitetsgrad > 2 morfologi, fraktion med abnormale former < 70 % Sædens volumen > 1,5 ml Sædens viskositet ("tråde") 4 - 8 mm
Fortolkning	Vurderes af klinik.

Godkendt: 07-05-2010

