

P - Seksualhormonbindende globulin

Stofkoncentration (nmol/L)

NPU 03 419; SHBG

Indikation	Supplement til analyse af Testosteron (total) og Estradiol (total) for at vurdere størrelsen af den frie, biologiske aktive fraktion.
Prøvemateriale	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas) /gelglas
Analysemateriale	2 ml serum
Forsendelse	Afpipetteret serum med almindelig post
Holdbarhed	2 døgn ved 20°C; 7 døgn ved 4°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade
Svartid	Op til 14 dage
Referenceintervaller	Kvinder < 40 år 20 - 145 nmol/L Kvinder > 40 år 15 - 115 nmol/L Mænd < 50 år 13 - 55 nmol/L Mænd > 50 år 20 - 70 nmol/L Der findes særlige referenceintervaller for børn
Fortolkning	Høje værdier kan fx ses ved Østrogenpåvirkning, hyperthyreose, lever cirrhose og indtagelse af antiepileptika, barbiturater m fl. Lave værdier kan fx ses ved androgenpåvirkning, hypothyreose, proteintabende tilstande og indtagelse af cimetidin, kortikosteroider, anabole steroider m fl.

Godkendt: 01-08-2007

