

P - Cytomegalovirus antistoffer

Arbitrær enhed (arb.enh.)

NPU 01 846; CMV antistoffer

Indikation	Status for CMV immunitet. Formodning om aktuel CMV infektion.
Patientforberedelse	Der tages en akut prøve, en prøve efter 2 - 3 uger og evt en senere prøve.
Prøvemateriale	Blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
Analysemateriale	3 ml blod eller 0,5 ml serum
Forsendelse	Blod eller afpipetteret serum med almindelig post
Holdbarhed	5 døgn ved 4°C; flere år ved -20°C
Laboratorium	Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
Rekvissionseddel	Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby: Virologisk afsnit (blå seddel i A5-format)
Svartid	2 - 4 dage
Referenceinterval	0 arb.enh.
Fortolkning	<p>Forekomst af IgM og IgE antistoffer tyder på en aktuel infektion. Antistofferne kan dog være til stede i mange år hos immunkompromitterede patienter og kan mangle hos inficerede spædbørn.</p> <p>Se i øvrigt besvarelse fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby; evt afdelingens vejledning eller Statens Serum Instituts håndbog.</p>

Godkendt: 01-08-2007

