

## P - Erythrocyt-antistof (screentest)

LOK 00 248; Blodtypeantistof

<b>Indikation</b>	Udføres altid ved bestilling af Blodtype og edb-forlig.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i EDTA-glas Prøven skal forsynes med dato, og patientens navn og CPR-nr, samt initialer for den, der har udtaget prøven og foretaget patientidentifikation.
<b>Analysemateriale</b>	1 ml plasma
<b>Forsendelse</b>	Blod med almindelig post
<b>Holdbarhed</b>	Ca 1 døgn ved 20°C; 4 døgn ved 4°C
<b>Laboratorium</b>	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
<b>Fortolkning</b>	Undersøgelse for forekomsten af irregulære erythrocytantistoffer, dvs andre antistoffer end anti-A og anti-B. Screentesten vil afsløre de mest almindeligt forekommende, klinisk betydningsfulde, irregulære erythrocytantistoffer. Se eventuelt også Pt-Type.

Godkendt: 01-08-2007

