

**P - Hepatitis, akut (A, B og C)**

Arbitrær stofkonc.

AAA 00 337; HAV antistof (IgM); HBV antistof (HBc antistof (IgM)); HBV antigen (HBs antigen); HCV antistof (IgM og IgG)

<b>Indikation</b>	Mistanke om akut hepatitis.
<b>Prøvemateriale</b>	Blod i EDTA-glas
<b>Analysemateriale</b>	9 ml blod
<b>Forsendelse</b>	Blod med almindelig post
<b>Holdbarhed</b>	2 døgn ved 20°C; 4 døgn ved 4°C
<b>Laboratorium</b>	Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby
<b>Rekvissionsseddel</b>	Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby: HIV-Hepatitis-seddel
<b>Referenceintervaller</b>	Se fortolkning
<b>Fortolkning</b>	Ved udredning af akut hepatitis undersøges initialt for de mest relevante og hyppigste årsager af infektiøs oprindelse (HAV, HBV og HCV)
<b>Bemærkninger</b>	Hvis analyserne for HAV, HBV og HCV er negative, kan der undersøges for en række andre vira, dog først efter samråd med den rekvirerende læge.

Godkendt: 01-08-2007

