

NPU 03 796; Døgnudskillelse af natrium

Akkrediteret af DANAK

Indikation	Vurdering af Natriumindtagelse hos patienter på saltrestriktion. Natriumbalance studier.
Patientforberedelse	Instruktion i korrekt opsamling af døgnurin. Der findes en særlig patientvejledning
Prøvemateriale	Døgnurin
Analysemateriale	10 ml velblandet døgnurin. Angiv diuresen, samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.
Holdbarhed	14 døgn ved 20°C; 3 mdr. ved 4°C; 1 år ved -20°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	50 - 150 mmol/døgn
Usikkerhed	Intermediær præcision: Niveau 174 mmol/L: 1,2 mmol/L Total usikkerhed: Niveau 174 mmol/L: 31 mmol/L Baseret på dækningsfaktor 2.
Fortolkning	Udskillelsen er afhængig af P-Natrium, salttilførslen, nyre- og binyrebarkfunktionen. Se i øvrigt P-Natrium.

Revideret: 13-04-2011

