

NPU 08 670

<b>Indikation</b>	Vurdering af pleuravæskens genese.
<b>Prøvemateriale</b>	Pleuravæske Specielt glas kan afhentes på Klinisk Biokemisk Afdeling. Prøven skal afleveres senest 2 timer efter prøvetagningen.
<b>Analysemateriale</b>	2 - 3 ml pleuravæske
<b>Forsendelse</b>	Kan ikke sendes
<b>Holdbarhed</b>	1 døgn ved 20°C; 6 døgn ved 4°C; 1 år ved -20°C
<b>Laboratorium</b>	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
<b>Svartid</b>	Samme dag
<b>Fortolkning</b>	Værdier > 30 g/L tyder på et eksudat, hvilket kan understøttes med en ratio: Plv-/Plasma protein på > 0,5. Værdier < 30 g/L tyder på transudat pleuravæske.

Godkendt: 09-08-2010

