

B - Phenylketonuri (PKU)

DNK 05 280; Fenylenonuri

Indikation	Screening med henblik på tidlig diagnosticering og behandling af fenylenonuri, medfødt hypothyreose og medfødt toxoplasmose.
Patientforberedelse	Prøven tages bedst i barnets 4. - 6. levedøgn og ikke senere end 10. levedøgn.
Prøvemateriale	Bloddråber på særligt filtrerpapir (PKU-kort) Se Statens Serum Instituts håndbog vedrørende prøvetagningsteknik mm.
Analysemateriale	0,2 ml blod Den tørrede prøve skal sendes til SSI inden 24 timer.
Forsendelse	Tørret PKU-kort med almindelig post
Laboratorium	Statens Serum Institut, København
Fortolkning	Se besvarelsen fra Statens Serum Institut og evt www.ssi.dk Det er rekvirentens ansvar at kontrollere, at der modtages et svar på undersøgelsen, til sikring mod at prøven eller svaret er gået tabt under forsendelsen.
Bemærkninger	Neonatal screening for phenylketonuri, medfødt myksødem og medfødt toksoplasmose.

Godkendt: 01-08-2007

