

AAA 00 997

Indikation	Screening for sjældne metaboliske sygdomme hos børn.
Prøvemateriale	Friskladt urin
Analysemateriale	5 ml urin
Forsendelse	Kan ikke sendes
Holdbarhed	2 timer ved 20°C; 1 døgn ved 4°C
Laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Svartid	Samme dag
Referenceinterval	< 2,5 g/L
Fortolkning	Metoden giver en grov kvantitering af de reducerende stoffer. Ved positivt udslag kontrolleres for glucose, idet glucose kan give falsk positive svar mht de omtalte komponenter. Høj koncentration af creatinin eller urat kan give en svag positiv reaktion.
Bemærkninger	Analysen bruges som screening af børn ved mistanke om sjældne metaboliske sygdomme med øget laktose, fructose, pentose eller homogentisinsyre i urin.

Godkendt: 09-08-2010

