

Pt - Type, ABO og Rh(D)

NPU 01 945; Blodtype

Indikation

Bestemmelse af blodtype til klinisk brug.

Prøvemateriale

Blod i EDTA-glas

Prøven skal forsynes med dato, og patientens navn og CPR-nr. Denne mærkning skal ske før blodprøvetagningen, for at undgå forbytning af prøver.

På indsendte prøver skal den, der har udtaget prøven, desuden kvittere elektronisk som bekræftelse på, at patientens identitet er kontrolleret i forbindelse med prøvetagningen.

Analysemateriale

4 ml blod

Forsendelse

Blod med almindelig post

Holdbarhed

Ca 1 døgn ved 20°C; 5 døgn ved 4°C

Laboratorium

Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Svartid

Samme dag, i dagtiden.

Bemærkninger

Af svaret vil det, udover blodtypen, også fremgå, om man har fundet irregulære erythrocytantoffer hos patienten. Blodtype udføres kun såfremt der ikke foreligger blodtype fra tidligere undersøgelse; ellers udføres en kontroltype og antistofscreeningstest.

Blodtypesvar sendes til InterInfo. Adgang til InterInfo kan tilgås via EPJ, Klinisk Immunologi.

Der henvises også til mappen "Transfusion af blodkomponenter".

Transfusion af blodkomponenter er tilgængelig på intranettet, vælg Klinikken, herunder Transfusion.

Revideret: 29-06-2011

