

P - Thrombocytdiagnostik

NPU 03 564

Indikation

Udredning af årsager til trombocytopeni fx ved autoimmune sygdomme, hos nyfødte og ved manglende respons på trombocyttransfusion.

Prøvemateriale

Blod i ACD/CPD-rør og eller blod i glas uden antikoagulans (tørglas)
Trombocytdiagnostik, frit: Sendes på køl.
Trombocytdiagnostik, frit, bundet, HPA-1 type: Sendes ved stuetemperatur.

Analysemateriale

9 ml ACD/CPD-blod og eller 9 ml koagelblod
Trombocytdiagnostik, frit: 9 ml koagelblod.
Trombocytdiagnostik, frit, bundet, HPA-1 type: 9 ml koagelblod + 4 glas ACD/CPD-blod

Forsendelse

Blod med almindelig post

Laboratorium

Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

Rekvissionsseddel

Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby:
Blodtypelaboratoriet, Vævstypelaboratoriet

Svartid

Trombocytdiagnostik, frit: Udføres tirsdag. Trombocytdiagnostik, frit, bundet, HPA-1 type: Udføres torsdag.

Fortolkning

Kontakt eventuelt vagthavende læge på Klinisk Immunologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, med henblik på indikation for undersøgelsen og hjælp til fortolkning af resultaterne.

Bemærkninger

Der udføres enten Trombocytdiagnostik, frit (analyse nr. 21) eller Trombocytdiagnostik, frit, bundet, HPA-1 type (analyse nr. 22), afhængigt af hvad der anføres på den specielle blanket.

Godkendt: 01-08-2007

